

Biosani Indústria e Comércio de Produtos Médicos e Odontológicos Ltda.



Av: Thereza de Souza Carneiro, 1327, Distrito Industrial Hugo Parin, CEP: 84990-000
Arapoti-PR, Insc. Estadual: 903034785, CNPJ: 06.143.681/0001-23, Tel: (43) 3557-4814
Emails: qualidade@biosani.net.br / sac@biosani.net.br

FINALIDADE:

A sonda uretral tem a finalidade de: Preparar o paciente para determinadas cirurgias; evitar que o paciente urine, de forma espontânea; aliviar distensão vesical pela retenção da urina; Em casos excepcionais obter uma amostra estéril de urina.

FORMAS DE APRESENTAÇÃO DO PRODUTO:

Sonda uretral é embalada individualmente em um pouch que apresenta em um dos lados papel grau cirúrgico e, do outro, filme em polietileno/polipropileno, vedado pôr termoselagem, esterilizado por oxido de etileno.

Comercializada nas Seguintes Apresentações:

SONDA URETRAL N°

04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24
35 cm 38 cm

MODO DE USO:

- O procedimento com a sonda uretral deve ser realizado por um profissional habilitado com domínio da técnica;
- Retirar o produto da embalagem utilizando técnica asséptica;
- Introduzir a sonda conforme técnica médica;
- Esperar escoar a urina dentro da cuba rim;
- Retirar a sonda conforme técnica asséptica;

PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES, ADVERTÊNCIAS, CUIDADOS ESPECIAIS E ESCLARECIMENTOS SOBRE O USO DO PRODUTO:

- O produto não apresenta riscos desde que observada a sua correta utilização de acordo com técnicas médicas.
- Este produto destina-se a ser utilizado por profissionais habilitados e devidamente treinado na técnica própria à ser utilizada.
- A escolha e as orientações quanto ao uso das sondas devem ser feitas pelo médico.
- A conexão entre o tubo de PVC e os conectores deve suportar as condições normais de uso do produto.
- O produto deve ser armazenado em local seco, arejado e longe do contato do solo, protegido de forma a evitar danos a embalagem.
- Usar o produto somente quando todos os seus componentes estiverem integralmente constituídos, sem furos, quebras, rebarbas, componentes soltando, presença de material estranho.
- A embalagem deve estar perfeitamente lacrada, não podendo estar: danificada, perfurada, úmida deve estar impresso o numero do lote legível, não devendo ser usado fora do prazo de validade.
- O produto não pode apresentar vazamentos durante o uso, no caso desta ocorrência substituir o produto.
- Produto de uso único estéril e apirogenico. Deve ser descartado após o uso. Não podendo ser reutilizado.

CONDIÇÃO DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE:

- Manter em local seco, limpo e em temperatura ambiente.

REGISTRO ANVISA/MS N°

8.02860.0.9007

II - MEDIO RISCO

Responsável Técnico:

SONIVAN FELIX DE

ABREU

CRQ: IX 09.301988 -PR

FABRICADO POR:

Biosani Indústria e Comércio de Produtos Médicos e Odontológicos Ltda.

Avenida Thereza de Souza Carneiro, 1327 – Distrito Industrial Hugo Parin.

CEP 84.990-000 - Arapoti – PR

Email: sac@biosani.net.br

Telefone: (0xx43) 3557 – 4814

CNPJ: 06.143.681/0001-23

ESTERILIZADO POR OXIDO DE ETILENO

Lote:

Fabricação:

Validade: