





Produto: Medix Brasil – Agulha Hipodérmica

Registro ANVISA:

Certificado de Aprovação (CA) MTE: Não aplicável

## Ficha Técnica

<p><b>IMAGEM DO PRODUTO</b></p>																															
<p><b>DESCRIÇÃO</b></p>	<p>A Agulha Hipodérmica - Medix Brasil é um dispositivo médico hospitalar para ser acoplado a seringas. São indicadas para administração de fluidos medicinais através da injeção intradérmica, intramuscular e intravenosa; ou para aspiração de fluidos para análises clínicas.</p>																														
<p><b>INDICAÇÃO DE USO</b></p>	<p>As Agulhas Hipodérmicas - Medix Brasil são utilizadas durante os procedimentos médicos cirúrgicos ou ambulatoriais. Destinam-se à injeção de substâncias medicamentosas ou coleta sanguínea com finalidade de diagnóstico in vitro. A indicação de cada tamanho específico é de responsabilidade do profissional legalmente habilitado para utilizar o dispositivo.</p>																														
<p><b>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Agulha fabricado em aço inoxidável</li> <li>✓ Bisel tri facetado</li> <li>✓ Com tampa plástica</li> <li>✓ Estétil – óxido de etileno</li> <li>✓ Lubrificada com silicone</li> <li>✓ Não possui dispositivo de segurança</li> <li>✓ Identificação de calibres conforme padrão universal de cores.</li> <li>✓ Conectável com seringas bico Luer Slip ou Luer Lock</li> <li>✓ Certificada pelo INMETRO</li> <li>✓ Descartável e de uso único</li> <li>✓ Validade 5 anos após a data de esterilização.</li> <li>✓ Modelos:</li> </ul> <table border="0" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"><u>Comprimento X diâmetro externo</u></th> <th style="text-align: center;"></th> <th style="text-align: left;"><u>MEDIDA GAUGE</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>13 x 0,30mm</td> <td style="background-color: yellow;"></td> <td>30G 1/2"</td> </tr> <tr> <td>13 x 0,45mm</td> <td style="background-color: brown;"></td> <td>26G 1/2"</td> </tr> <tr> <td>20 x 0,55mm</td> <td style="background-color: purple;"></td> <td>24G 3/4"</td> </tr> <tr> <td>25 x 0,60mm</td> <td style="background-color: blue;"></td> <td>23G 1"</td> </tr> <tr> <td>25 x 0,70mm</td> <td style="background-color: black;"></td> <td>22G 1"</td> </tr> <tr> <td>25 x 0,80mm</td> <td style="background-color: green;"></td> <td>21G 1"</td> </tr> <tr> <td>30 x 0,70mm</td> <td style="background-color: black;"></td> <td>22G 1 1/4"</td> </tr> <tr> <td>30 x 0,80mm</td> <td style="background-color: green;"></td> <td>21G 1 1/4"</td> </tr> <tr> <td>40 x 1,20mm</td> <td style="background-color: pink;"></td> <td>18G 1 1/2"</td> </tr> </tbody> </table>	<u>Comprimento X diâmetro externo</u>		<u>MEDIDA GAUGE</u>	13 x 0,30mm		30G 1/2"	13 x 0,45mm		26G 1/2"	20 x 0,55mm		24G 3/4"	25 x 0,60mm		23G 1"	25 x 0,70mm		22G 1"	25 x 0,80mm		21G 1"	30 x 0,70mm		22G 1 1/4"	30 x 0,80mm		21G 1 1/4"	40 x 1,20mm		18G 1 1/2"
<u>Comprimento X diâmetro externo</u>		<u>MEDIDA GAUGE</u>																													
13 x 0,30mm		30G 1/2"																													
13 x 0,45mm		26G 1/2"																													
20 x 0,55mm		24G 3/4"																													
25 x 0,60mm		23G 1"																													
25 x 0,70mm		22G 1"																													
25 x 0,80mm		21G 1"																													
30 x 0,70mm		22G 1 1/4"																													
30 x 0,80mm		21G 1 1/4"																													
40 x 1,20mm		18G 1 1/2"																													
<p><b>APRESENTAÇÃO</b></p>	<p>Embalagem Primária: embalados individualmente em embalagem tipo blister de papel grau cirúrgico e abertura asséptica. Embalagem Secundária: caixas de papelão contendo 10000 unidades de Agulha Hipodérmica (100 caixas com 100 unidades cada).</p>																														
<p><b>ORIENTAÇÕES DE USO</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verificar a validade do produto e a integridade da embalagem, só abri-la no local adequado e em condições assépticas de manipulação;</li> <li>2. Selecionar o modelo e o tamanho apropriado da agulha;</li> </ol>																														

	<p>3. Cuidadosamente, selecionar e realizar a assepsia do local no paciente a ser introduzido o dispositivo.</p> <p>4. Coloca-se a agulha na ponta do instrumento e trava-lo;</p> <p>5. Levar o instrumento até o local a ser realizado o procedimento;</p> <p>6. Após termino, destrava-lo retirando agulha;</p> <p>7. Após a realização do procedimento, recolocar a capa da agulha, ainda na seringa e descartar em local apropriado para materiais cortantes potencialmente infectados</p>
<p><b>PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES, ADVERTÊNCIAS E CUIDADOS ESPECIAIS</b></p>	<p>“PRODUTO DE USO ÚNICO”; “DESTRUIR APÓS O USO”; “PROTEJA ESTE PRODUTO DO CALOR, UMIDADE E DA LUZ”; “PROIBIDO REPROCESSAR”; “NÃO ESTÉRIL”</p> <p><b>Ler atentamente as Instruções de Uso;</b></p> <p>Não proceder da utilização sem antes verificar a inviolabilidade da embalagem;</p> <p>Descartar e não usar quando as embalagens chegarem previamente abertas ou danificadas.</p> <p>Manter o produto em local limpo e seco e ao abrigo da ação da luz solar;</p> <p>Não colocar sob peso ou volumes, pois os mesmos poderão trazer danos as suas características técnicas e comprometer sua integridade.</p> <p>Utilizar sempre técnicas assépticas, no manuseio.</p> <p>Ao manipular as agulhas utilize técnicas e instrumentais adequados.</p>
<p><b>ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE</b></p>	<p>As Agulhas Hipodérmicas - Medix Brasil devem ser armazenadas em ambientes secos e arejados, sem exposição direta ao sol, temperatura não superior a 40°C. O armazenamento deve permitir a livre circulação de pessoas e equipamentos, e deve obedecer ao empilhamento máximo de 10 caixas de transporte. Os mesmos cuidados são válidos para o transporte, que deve garantir que os produtos cheguem a seu destino em perfeitas condições, evitando a exposição dos produtos ao calor excessivo, e evitando a exposição dos mesmos diretamente ao sol ou à chuva. A validade do produto é garantida enquanto as embalagens permanecerem íntegras, dentro do prazo estabelecido na rotulagem do produto. Para que isso aconteça, devem ser tomados todos os cuidados necessários durante a armazenagem e transporte.</p>

**Importador:**

Medix Brasil Produtos Hospitalares e Odontológicos LTDA.

CNPJ: 10.268.780/0001-09 - I.E. 90451144-70

Rua Paraná, 1791 – Centro – 85.812-010 – Cascavel/Paraná – Brasil

Fone: +55 (45) 3039-4242

SAC 0800 006 3036 [sac@medixbrasil.com.br](mailto:sac@medixbrasil.com.br)

**Responsabilidade Técnica:**

Eduarda Zampieri Bordini

CRF-PR N° 25368

Louise Marine Wittlich Succo

CRF-PR N° 34371

**Redes Sociais:**

[www.medixbrasil.com.br](http://www.medixbrasil.com.br)

