

**NOME DO PRODUTO: SONDA ESOFAGEAL FAUCHER – GOODCOME**

Registro MS: 10150470380

**DADOS PRODUTO REGISTRO ANVISA**

Nome técnico: Sonda

Matéria Prima: PVC

Método de Esterilização: Óxido de Etileno

Produto Estéril: ( x ) Sim ( ) Não

Validade: 5 anos

**FABRICANTE RECOMENDA USO ÚNICO.**

**DESCRIÇÃO DO PRODUTO**

A sonda esofageal Faucher – Goodcome apresenta flexibilidade compatível para o procedimento de sondagem oral, transparente com furos compatíveis ao calibre.

**INDICAÇÃO DE USO**

A Sonda Esofageal-Faucher - Goodcome é utilizada para promover o esvaziamento gástrico esofágico durante a fase pré-operatória. Tem por finalidade auxiliar na retirada de resíduos alimentares.

**INSTRUÇÃO DE USO**

Utilizar conforme técnica/protocolo da Instituição.

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA**

- Tubo em PVC
- Conector em Polietileno

**Comprimento:** 80cm

**Calibres:** 32Fr (10,7 mm) e 36 Fr (12 mm).

**FOTO****APRESENTAÇÃO COMERCIAL**

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>TAMANHO</b>	<b>COMP</b>
GC8037A32	Sonda Esofageal Faucher - Goodcome	32 Fr – 10,7 mm	80cm
GC8037A36	Sonda Esofageal Faucher - Goodcome	36 Fr – 12 mm	80cm

### **FORMA DE APRESENTAÇÃO EMBALAGEM**

A Sonda Esofageal-Faucher é fornecida estéril, embalada unitariamente, em envelope termoselado de PGC.

### **CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO**

Armazenar em local seco e fresco, ao abrigo de poeiras.

### **PRECAUÇÕES/ CONTRAINDICAÇÕES**

Somente utilizar o produto se a embalagem estiver íntegra.

### **Importado e Distribuído por:**

Cirúrgica Fernandes Ltda

Al. África, 570, Santana de Parnaíba – SP

CNPJ: 61.418.042.0001/31 SAC 0800-771647

Site: [www.cfernandes.com.br](http://www.cfernandes.com.br)

Resp. Téc. Enfa. Lucia A. Higa – Coren SP 069259