



**ABL**  
PRODUTOS PARA SAÚDE

# Seringa Descartável sem Agulha

**100**  
Unidades

Bico  
**LUER**

Seringa hipodérmica estéril de uso único.

Produto de uso único. Proibido reprocessar.

Esterilizado por Óxido de Etileno.

Armazenar e transportar em local com temperatura entre 4°C a 40°C, livre de umidade e ao abrigo da luz solar direta.

“Não utilizar caso a embalagem esteja danificada”

## INSTRUÇÕES DE USO:

- 1 Para manipular a seringa, lave as mãos utilizando as técnicas assépticas, para evitar o risco de contaminação;
- 2 Abrir o envelope na aba indicada;
- 3 Retirar a seringa pegando pela base do êmbolo;
- 4 Conectar a agulha\* na seringa até que a mesma esteja fixa (caso seja necessário);
- 5 Realizar o procedimento;
- 6 Após o uso, descartar imediatamente em local apropriado.

\*agulha não vem com a seringa

**ABL**  
PRODUTOS PARA SAÚDE

### IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR:

#### UNIDADE IMPORTADORA:

EXCELMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA.  
RODOVIA ANTÔNIO HEIL Nº6250, PARTE A32, KM 6, GALPÃO 01  
MÓDULOS 1 E 2, BAIRRO ITAIPAVA, ITAJAÍ/SC, BRASIL, CEP 88.316-000  
CNPJ: 30.518.247/0002-46 IE: 261661809

#### MATRIZ: EXCELMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA.

RUA GENERAL CÂMARA Nº 82, IBURA, RECIFE-PE, BRASIL, CEP 51.190-737  
CNPJ: 30.518.247/0001-65 IE: 077422902

#### FABRICADO POR: JIANGYIN NANQUAN MACROMOLECULE PRODUCT CO. LTD.

Nº. 618 JINGXIAN ROAD, XIAGANG STREET, 214442, JIANGYIN CITY,  
JIANGSU PROVINCE, CHINA

**VALIDADE DO PRODUTO: 5 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO/ESTERILIZAÇÃO.**

#### RESPONSÁVEL TÉCNICA:

LUCIANA FREIRE GOMES BEZERRA  
CRF-PE 3646  
REGISTRO ANVISA M/S: 8178B089019

Sac: **81 3090.2800**  
qualidade.excelmed@gmail.com

LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO / ESTERILIZAÇÃO

XXXXXX | XXXXXX

**ABL**  
PRODUTOS PARA SAÚDE

**Saúde**

**INMETRO**

**TUV NORD**  
Brasil

OCP 0016



EXM | S03 | ABL | 001