

CAMPO CIRÚRGICO ESTÉRIL IMPERMEÁVEL TNT SMS 50G (RTI)

REGISTRO MAPA

Produto isento de registro no MAPA de acordo com o art.44 do regulamento aprovado pelo Decreto nº 5.053 de 22/04/2004, IN Nº 37 de 08/09/1999.

PRODUTO EXCLUSIVO PARA USO VETERINÁRIO

DADOS DO PRODUTO

Nome técnico: CAMPO CIRÚRGICO ESTÉRIL NÃO FENESTRADO AZUL SMS PP50

Matéria Prima: 100% POLIPROPILENO

Produto Estéril: (X) Sim () Não

Método de Esterilização: Óxido de Etileno

Validade: 2 Anos

FABRICANTE RECOMENDA USO ÚNICO

DESCRIÇÃO

Disponível em confecção de campos cirúrgicos com dupla característica (impermeável + absorvente). O lado absorvente suga os líquidos que respingam sobre o campo, evitando que escorram e molhem o piso do ambiente cirúrgico, e o impermeável, que evita a contaminação do campo pela superfície do mobiliário. Caso contrário, após a absorção de líquidos pela sua camada superior a região umedecida se tornaria ponte para passagem de agentes contaminantes. Aplicação em cirurgias com itens fabricados 100% polipropileno em PP50 prontos para o uso. Produto sempre embalado em envelope com papel grau cirúrgico, garantindo a validade de 2 anos da esterilização por ETO.

INDICAÇÃO DE USO

Indicado o uso em procedimentos cirúrgicos, evitando a contaminação, respingos de sangue e/ou fluídos corpóreos em pacientes e superfícies.

INSTRUÇÃO DE USO

- O campo deve ser estendido sobre a superfície ou tecido (paciente) a ser protegido antes de iniciar o procedimento.
- Sua remoção deve ser imediata ao término da sessão, sendo descartado no lixo adequado, dependendo da contaminação ocorrida durante o procedimento.

APRESENTAÇÃO COMERCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
035.00.0559	CAMPO CIÚRGICO ESTÉRIL IMP. TNT AZUL 50G (40X40CM) PCT 1UN (RTI)
035.00.0558	CAMPO CIÚRGICO ESTÉRIL IMP. TNT AZUL 50G (50X50CM) PCT 1UN (RTI)
035.00.0557	CAMPO CIÚRGICO ESTÉRIL IMP. TNT AZUL 50G (75X75CM) PCT 1UN (RTI)
035.00.0556	CAMPO CIÚRGICO ESTÉRIL IMP. TNT AZUL 50G (1.0X1.0M) PCT 1UN (RTI)
035.00.0555	CAMPO CIÚRGICO ESTÉRIL IMP. TNT AZUL 50G (1.2X1.3M) PCT 1UN (RTI)

FOTO***ISENTO DE LÁTEX****COMPOSIÇÃO**

- 100% Polipropileno
- Atóxico
- Não Inflamável
- Uso único

PRECAUÇÕES/ CONTRAINDICAÇÕES

- O fabricante recomenda o uso único;
- Estéril a óxido de etileno;
- Não utilizar se a embalagem estiver aberta ou danificada;
- Não utilizar após a data de validade;
- Esterilidade garantida, desde que a embalagem não esteja aberta ou danificada;
- Atóxico e apirogênico;
- Descarte o dispositivo de acordo com protocolo da instituição.

ARMAZENAGEM

Armazenar em local limpo, seco, livre de luz solar e vapores químicos. Proibido reprocessar.

FORMA DE APRESENTAÇÃO DA EMBALAGEM

Embalagem de papel grau cirúrgico contendo 1 unidade.

DISTRIBUÍDO POR:

ROYAL TECH DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E VETERINÁRIA - LTDA
Rua Professor João Soares Barcelos, 2085 - Hauer - Curitiba - PR
CNPJ: 25.239.410/0001-10
Site: www.royaltechimport.com.br
SAC (41) 99740-5140/ 3011-5509
E-mail: royaltech.vet.import@gmail.com
Resp. Téc.: Mv. Nicolas M. Pereira CRMV-PR 11.051