

CAMPO CIRÚRGICO ESTÉRIL EM NÃO TECIDO POLAR FIX

Modelo Comercial:

Campo cobertura para mesa de instrumentação 1,00m x 1,50m / 1,50m x 1,80m / 1,50m x 2,00m / 1,50m x 2,40m / Campo cobertura/fronha para mesa de mayo 0,58m x 1,37m / 0,60m x 1,40m / 0,80m x 1,45m / 0,90m x 1,20m / Campo perneira 0,25m x 0,80m / 0,25m x 1,20m / 0,50m x 1,10m / 0,75m x 1,20m / 0,79m x 1,22m / 0,80m x 1,30m / Campo Simples com e sem adesivo de fixação 0,50m x 0,50m / 0,50m x 0,75m / 0,75m x 0,50m / 0,75m x 0,75m / 0,75m x 0,90m / 1,50m x 1,75m / 1,50m x 2,40m / 1,50m x 3,00m / Campo c/fenestra circular com e sem adesivo 0,50m x 0,60m / 0,75m x 0,90m / 0,45m x 0,75m / 0,75m x 0,90m / 1,00m x 1,25m / 1,50m x 1,20m / 1,50m x 1,80m / 2,00m x 2,40m / 2,00m x 2,80m / Campo c/fenestra quadrada com e sem adesivo 0,50m x 0,50m / 0,75m x 0,50m / 0,75m x 0,50m / 0,75m x 0,90m / 1,00m x 1,50m / 1,50m x 2,00m / 2,00m x 2,80m / Campo Abdomino-perineal 2,55m x 1,75m x 2,85m c/dupla fenestra e bolsa coletora / Campo Cardiotorácico 1,80m x 3,00m x 3,30m com fenestra 0,30x0,40 - com adesivo de fixação / Campo Cardiovascular 2,00m x 2,60m com fenestra em U / Campo para Angiografia 2,20m x 3,00m com dupla fenestra / Campo para Angiografia 2,0m x 3,00m com fenestra / Campo para Angiografia 2,40m x 3,00m com fenestra / Campo Cesariana com bolsa coletora 2,00m x 3,00m / Campo Parto Normal c/bolsa coletora 1,00m X 1,10m / Campo Ginecologia C/Bolsa Coletora 1,80m x 2,00m / Campo Ginecologia/Citoscopia 0,75m x 1,20m c/fenestra e bolsa coletora / Campo Crânio / Neurocirurgia 2,00m x 3,00m c/fenestra e bolsa coletora / Campo de incisão com adesivo de fixação 0,10m x 0,20m / Campo de incisão com adesivo de fixação 0,28m x 0,25m / Campo de incisão com adesivo de fixação 0,28m x 0,4m / Campo de incisão com adesivo de fixação 0,50m x 0,45m / Campo de incisão com adesivo de fixação 0,60m x 0,60m / Campo de incisão com adesivo de fixação 0,60m x 0,85m / Campo de isolamento 2,40m x 3,20m / Campo de isolamento 2,45m x 3,15m / Campo para Laparoscopia Abertura Abdominal / Perineal. 2,55m x 1,75m / Campo para Laparoscopia Abertura Abdominal/Perineal. 2,00m x 2,85m / Campo para Laparotomia 2,00m x 3,15m / Campo para Laparotomia c/fenestra Abdominal 1,75m x 2,50m x 3,00m / Campo para Oftalmologia c/fenestra e adesivo 1,50m x 1,40m / Campo para Oftalmologia c/fenestra e adesivo 0,70m x 1,00m / Campo para Oftalmologia c/fenestra e adesivo 1,50m x 2,40m / Campo para Urologia transparente 0,60m x 1,00m / Campo p/Urologia c/abertura abdominal e bolsa coletora 1,80m x 2,00m / Campo p/Urologia c/bolsa coletora 1,00m x 1,10m / Campo Epidural/Raquianestesia 0,75m x 0,75m / Campo Epidural/Raquianestesia 0,75m x 0,90m / Campo RTU (Próstata) 1,00m x 2,40m / Campo com abertura 0,75m x 0,90m / Campo com abertura 0,45m x 0,75m / Campo em U 0,50m x 0,75m c/fenestra / Campo em U 0,75m x 0,90m c/fenestra / Campo em U 1,00m x 1,50m c/fenestra / Campo em U 1,00m x 1,50m c/fenestra / Campo em U 1,00m x 1,50m c/fenestra / Campo em U 1,50m x 2,60m c/fenestra e bolsa coletora / Campo em U 1,50m x 2,40m c/fenestra / Campo em U 2,00m x 2,60m c/fenestra / Campo em U 2,00m x 2,60m c/fenestra / Campo em U 2,00m x 2,40m c/fenestra / Campo em U 2,00m x 2,40m c/fenestra / Campo em U 0,55m x 0,60m com fenestra / Campo em U 0,75m x 0,90m com fenestra / Campo em U 1,00m x 1,50m com fenestra / Campo em U 1,50m x 2,40m com fenestra / Campo Artroscopia Joelho c/bolsa coletora 2,00m x 3,00m / Campo Artroscopia Joelho c/bolsa coletora 2,50m x 3,15m / Campo de artroscopia de ombro 2,50m x 4,00m c/ fenestra e bolsa coletora / Campo mãos e pés 2,00m x 3,00m c/fenestra / Campo mãos e pés 0,35m x 0,36m / Campo mãos e pés 0,35m x 0,45m / Campo mãos e pés 0,40m x 0,40m / Campo mãos e pés 0,50m x 0,50m / Campo mãos e pés 0,90m x 0,80m /

Campo mãos e pés 1,00m x 1,00m / Campo de extremidades 2,50m x 3,00m com dupla fenestra / Campo de extremidades 2,50m x 3,15m com dupla fenestra / Campo para equipamento 0,13m x 2,50m / Campo para equipamento 0,15m x 2,50m / Campo para equipamento 0,15m x 2,65m / Campo para equipamento 0,18m x 2,50m / Campo para equipamento 0,50 diâmetro / Campo Cirúrgico 0,25m x 0,25m / 0,30m x 0,30m / 0,35m x 0,35m / 0,40m x 0,40m / 0,50m x 0,50m / 0,60m x 0,60m / 0,70m x 0,70m / 0,75m x 0,75m / 0,80m x 0,80m / 0,90m x 0,90m / 1,00m x 1,00m / 1,10m x 1,10m / 1,15m x 1,15m / 1,20m x 1,20m / 1,25m x 1,25m / 1,30m x 1,30m / 1,40m x 1,40m / 1,45m x 1,45m / 1,50m x 1,50m / 1,60m x 1,60m / 1,70 m x 1,70m / 1,80m x 1,80m / 2,00m x 2,00m / 2,20m x 2,20m / 2,30 m x 2,30m / 2,40m x 2,40m / 2,50m x 2,50m / 2,55m x 2,55m / 2,60m x 2,60m / 2,70 m x 2,70m / 2,80m x 2,80m / 3,00m x 3,00m / 3,10m x 3,10m / 3,20m x 3,20m / 3,30m x 3,30m / 3,40 m x 3,40m / 3,50m x 3,50m / 3,60m x 3,60m / 3,70 m x 3,70m / 3,80m x 3,80m / 3,90m x 3,90m / 4,00m x 4,00m.

* Atende a todas as combinações entre largura e comprimento.

* Com ou sem fenestra (circular, quadrada ou em “U”)

Modo de Uso:

Verificar se a embalagem não foi violada, em caso positivo descartar o produto; Retirar o campo de sua embalagem e utilizar de acordo com os procedimentos cirúrgicos pré determinados. Por ser um produto de uso único, o mesmo deverá ser destruído após o uso.

Indicação de uso: Na realização de procedimentos cirúrgicos, oferecendo segurança, conforto e maleabilidade.

Composição: Polipropileno, viscose e polietileno.

Validade: 05 anos.

Advertências / Precauções: Não utilize se a embalagem estiver violada, molhada ou danificada. Armazenar em local limpo e seco. Transportar na embalagem original. Destruir após o uso. O descarte deve obedecer às normas de lixo hospitalar. Esterilizado a óxido de etileno

Contém: 01 unidade

Número Anvisa: 8003400026

Polar Fix Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.

Rua Ruzzi, 607 – Bairro Sertãozinho – Mauá/SP

CEP: 09370-850 – CNPJ: 02.881.877/0001-64

Indústria Brasileira

Atendimento ao consumidor: 0800 191099 – sac@polarfix.com.br

Responsável Técnica: Leila M. Leal S. Barros – CRF/SP 49.339

www.polarfix.com.br